


Obszar zastosowania:

Koszyk rattanowy

Piktogram nr 46



Procedura:

1. Usuń powierzchniwe zanieczyszczenia
2. Zastosuj roztwór myjący
3. Pozostaw na kilka minut
4. Dokładnie wyszoruj
5. Wypłucz zużyty roztwór
6. Zastosuj środek dezynfekujący
7. Pozostaw na 15 minut
8. Wypłucz w wodzie
9. Pozostaw do wyschnięcia

Czyszczenie:	Clinex 4-Dirt
Temperatura:	ciepła
Dozowanie:	0,5-2% [5-20ml/L]
Dezynfekcja:	Clinex Barren
Temperatura:	20 stC
Dozowanie:	0,5-1% [5-10ml/L]

Narzędzia:

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- zlewozmywak mieszczący koszyk
- rękawice
- fartuch
- ścierka

Dodatkowe uwagi:

Unikaj długotrwałego moczenia koszyka w roztworze.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX