


Obszar zastosowania:

Koszyk rattanowy

Piktogram nr 46



Procedura:

1. Usuń powierzchniwe zanieczyszczenia
2. Zastosuj roztwór myjący
3. Pozostaw na kilka minut
4. Dokładnie wyszoruj
5. Wypłucz zużyty roztwór
6. Zastosuj środek dezynfekujący
7. Pozostaw na 30 minut
8. Wypłucz w wodzie
9. Pozostaw do wyschnięcia

| | |
|---------------------|-------------------|
| Czyszczenie: | Clinex 4-Dirt |
| Temperatura: | ciepła |
| Dozowanie: | 1-2% [10-20ml/L] |
| Dezynfekcja: | Clinex Barren |
| Temperatura: | 20 stC |
| Dozowanie: | 0,5-1% [5-10ml/L] |

Narzędzia:

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- zlewozmywak mieszczący koszyk
- rękawice
- fartuch
- ścierka

Dodatkowe uwagi:

Unikaj długotrwałego moczenia koszyka w roztworze.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX